



PLAST.CO.RS www.europlast.co.rs WWW.EUROPLAST.CO.RS WWW.EUROPLAST.CO.RS WWW.EUROPLAST.CO.RS

NOVO!

nova niža cena

STOP CORONAVIRUS

Prodajna cena sa popustom

Jednokratne hirurške maske za lice, troslojne, sa elastičnom trakom za kačenje iza ušiju, pakovanje kutija 50kom

10 komada = 60 dinara
kutija 50komada = 250 dinara

FACE MASK

Opis

**OVAJ PROIZVOD SE PREPORUČUJE ZA ZAŠTITU OD
KORONA VIRUSA!**




**Hirurške maske za lice za jednokratnu upotrebu sa elastičnom trakom za
kačenje iza ušiju, troslojne**

Maske su izrađene po uputstvima svetske zdravstvene organizacije i zadovoljavaju sledeće
kriterijume:


- troslojne su
- jednokratno korišćenje. Predlaže se zamena maske posle svaka dva sata korišćenja.
- izrađene su sa elastičnim vezicama koje se kače iza ušiju.
- U predelu dela koji pokriva nos nalazi se metalna trakica koja se lako rukom formira prema obliku nosa kako bi maska lepo nalegla na lice.
- Namenjene su situacijama sa malim rizikom u kojima neće biti tečnosti, spreja ili aerosola

Uputstvo za upotrebu i održavanje:


UPUTSTVO:



Staviti masku na lice i prebaciti elastičnu vezicu preko ušiju. Budite sigurni da su nos i brada pokriveni dobro kao i lice.



Pritisnite jako gornji deo maske koji ide preko nosa kako bi formirali masku u odnosu na konturu vašeg nosa.



Prislonite masku na lice snažno da bi, koliko je god moguće, maska nalegla što više i pratila oblik lica.

NOVO!



Višeslojna struktura



Trostruko savijeni oblik




Savitljivi fiksator za nos



Zaštita od štetnih materija



Netkani materijal
Filtrirajući sloj
Netkani materijal



- Masku staviti na lice tako da nos, usta i brada budu potpuno prekriveni. Pritisnuti fiksator za nos tako da se maska oblikuje prema obliku vašeg nosa. Masku postaviti tako da vazduh ne može prolaziti ispod i oko maske.
- **PAŽNJA:** Proizvod nije sterilan!
- Važno je napomenuti da se maska odlaže ako je zaprljana, oštećena ili je teško disati. Pored toga, korisnik ne sme dodirivati spoljnu stranu maske. Masku bi trebalo skinuti tek kad ste van ugrožene zone.

PAKOVANJE:

- Kutija i kesa u kojoj se nalazi 50 komada maski. Prodaje se na pakovanje (50 komada) ili na komad (minimalna količina 10 komada)

ROK TRAJANJA:

- 2 godine

SASTAV:

- 3 filtrirajuća sloja - 2 sloja od netkanog materijala, ve? od Polipropilenskih vlakana, jedan sloj od filtrirajućeg materijala otpornog na te?nost do 80mmHg.

DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europplast.co.rs