

WWW.EUROPLAST.CO.RS

www.europlast.co.rs

WWW.EUROF




Nova cena:

~~Cena: 2050,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -2050,00 RSD

MEDICAL Dozator za dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 500 ml. Pogodan za zdravstvene ustanove zbog mogu?nosti pritiskanja laktom.



Opis

MEDICAL Dozator za dezinfekciono sredstvo CRNI Vialli D5MB , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 500 ml

Zbog karakteristika pumpe za ispu?avanje,

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava kori?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroli?e u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za dezinfekciona sredstva sa rezervoarom , izrađen je od visokokvalitetne ABS Plastike.

- Pogodan je za korišćenje u zdravstvenim ustanovama, operacionim salama i sl. zbog mogućnosti da se taster za doziranje tečnosti može pritisnuti laktom.



- Kapacitet: 500 ml (0,5L)

- Prilikom svakog ispuštanja tečnosti, dozator će izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 700 doza po rezervoaru.

- Tip rezervoara za tečnost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva tečnost je ugrađen u kućištu dozatora i lako se skida radi čišćenja.

- Mogućnost zaključavanja (ključ se dobija u kompletu sa dozatorom)

- Opciono postoji mogućnost ugradnje dugmeta za otvaranje umesto ključa (dugme za otvaranje dozatora nije uračunato u cenu i poručuje se posebno)



- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima za bezbednost proizvoda.

- Odgovarajuće punjenje: Sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

NE SME SE KORISTITI ZA TEČNI SAPUN,

zato što tečni sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!

- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu dozatora, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dozatora. U slučaju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovarajuće punjenje (tečna pena, dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema mikroestica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savić - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs